

STAZIONE DI LAVORO ECG WIRELESS CONTEC 8000 - 12 canali



Codice	33316
Unità di vendita	1 pz.
Quantitativi minimi	1
Tipo	Dispositivo medico
Classe	II A

RDM (NSIS)	3035325
CND	Z12050301
EAN/UPC	6945040103455

Descrizione

STAZIONE DI LAVORO ECG WIRELESS CONTEC 8000

Dispositivo compatto e portatile con algoritmo avanzato di analisi ECG che rileva in modo affidabile le aritmie. L'elevata frequenza di campionamento (1000Hz) garantisce la correttezza del tracciato, la visualizzazione e la stampa ad alta frequenza.

Include la trasmissione wireless dei dati a PC per consentire di analizzare, gestire e memorizzare i referti dei pazienti.

Funzioni multiple, tra cui: ECG a 12 derivazioni, cardiogramma delle frequenze, ECG ad alta frequenza, analisi dispersione interna QT, analisi variabilità frequenza cardiaca, analisi stimolazione ECGs, analisi ischemia miocardio, analisi turbolenza frequenza cardiaca, vettorcardiogramma, vettorcardiogramma temporizzato e analisi potenziali tardivi ventricolari.

Batteria al litio ricaricabile integrata, funzionamento continuo per oltre 7 h.

Caratteristiche tecniche

Derivazioni: 12 derivazioni standard
Modalità input: protezione da fluttuazioni e defibrillazione
CMRR: > 60dB, >100dB (aggiungere filtro)
Costante di tempo: = 3.2s
Corrente dispersione paziente: < 10 μ A
Tensione calibrazione: 1mV
Campionamento: frequenza: fino a 1000Hz
Accuratezza: fino a 24 bit
Corrente circuito ingresso: = 50nA
Impedenza ingresso: = 50MO
Livello di rumore: = 15 μ Vp-p
Risposta in frequenza: 0,05~150 Hz (-3 ~ + 0,4dB)
Tensione polarizzazione: $\pm$ 500mV
Formato di stampa: A4, B5
Formato referti: BMP, PNG, PDF, JPG
Sistema operativo: Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 10 / 11

Dotazione standard

1 cavo derivazioni ECG
6 elettrodi precordiali
2 cavi estensione (per elettrodi)
4 elettrodi a pinza per arti
1 software su CD
2 morsetti cavo derivazioni
1 manuale utente per installazione stazione di lavoro ECG: GB, IT