




Ro.ial Srl Sede Legale: via Pistoiese 371 - 59100 Prato (PO)
Sede Operativa : via Grosseto snc - 51031 Agliana (PT) P.IVA 01679580975

SCHEDA TECNICA ACC389 - TANGA DONNA TNT IN BUSTA 100 PZ



Codice Articolo	Descrizione	Codice EAN	Larghezza	Lunghezza
ACC389	TANGA DONNA TNT IN BUSTA 100 PZ	8032636033895	[1] 13 cm (Fronte) [2] 4 cm (Retro)	[1] 50 cm

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Tanga monouso in TNT traspirante, con elastico. Soffice e confortevole, copre interamente le parti intime, assicurando igiene e protezione. Colore bianco.

Composizione	100 % Polipropilene
Grammatura	18 g/m2
Sterile	NO
Tolleranza	+/- 10%

IMBALLAGGIO

Confezione	1 PEZZO
Busta	100 PEZZI
Cartone	10 buste
Pancale	60 cartoni
Misure del cartone	40 x 20 x 38 cm
Misure del pancake	80 x 120 x 200 cm
Peso lordo del cartone	5,00 Kg



ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

RIFIUTO PLASTICA ***

Non disperdere nell'ambiente

*** Salvo diversa indicazione degli enti locali preposti



Revisionato 26/07/2023

