

APPARECCHIO PER ANALISI URINA GIMA con Bluetooth



Codice	24046
Unità di vendita	1 pz.
Quantitativi minimi	1
Tipo	IVD - Uso Professionale
Classe	A

RDM (NSIS)	2402832
CND	W020101020101
EAN/UPC	8023279240467
PARAF	977810593

Descrizione

ANALIZZATORE DI URINE GIMA BLUETOOTH

L'analizzatore di urine GIMA è uno strumento di alta precisione ed elevata tecnologia utile a ispezionare clinicamente le urine. Facile e rapido da utilizzare, fornisce risultati esatti e un'ottima ripetibilità.

Caratteristiche:

- il LED bianco a luminosità elevata garantisce durata e stabilità
- ampio schermo LCD
- interfaccia intuitiva
- monitoraggio dell'intero processo di analisi e avvisatore acustico
- funzione di trasmissione dei dati

Applicazioni:

- utile per l'utilizzo al domicilio del paziente
- malattie croniche, in particolare controlli a lungo termine dei pazienti nefrosici
- controlli di screening
- terminale di telemedicina

Parametri analizzati

Glucosio (GLU), Bilirubina (BIL), Gravità specifica (SG), PH, Chetoni (KET), Sangue occulto (BLD), Proteine (PRO), Urobilinogeno (URO), Nitriti (NIT), Leucociti (LEU), Acido ascorbico (VC).

Può essere usato con le strisce Urinalysis 24076-7.

App PHMS

App gratuita per salvare dati e verificare report e risultati.

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, SE.

Caratteristiche tecniche

Funzionamento: test rapido

Lingue: Italiano e Inglese

Display: LCD 2,4" , risoluzione: 320x240

Memoria dati: 500 misurazioni

Principio: Teoria delle prove tricolore RGB

Interfaccia di comunicazione: Interfaccia Micro USB, comunicazione Bluetooth wireless

Ripetibilità: CV =1%

Stabilità: CV =1%

Modo di registrazione: display LCD, memoria dati flash ROM

Alimentazione: Batteria al litio ricaricabile 3,7 V, 1.800 mAh integrata

Host computer: CC 5 V, 1 A

Adattatore: CA 100-240 V, 50/60 Hz

