



GIMA

ASTA PORTAFLEBO 2 GANCI - su piantana a rotelle

Codice: 27841

Categoria: Aste portaflebo e accessori e aste infusione

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: I

NSIS: 229135

CND: V9099

EAN13: 8023279278415



Descrizione: Asta flebo in acciaio cromato

- Altezza regolabile: 160-210 cm
- Peso: 2,9 Kg
- Materiale base: plastica
- Numero di ganci e Materiale: 2 (plastica)
- Portata per gancio: 5 Kg
- Portata totale: 10 Kg
- Ruote frenanti: -