



Più Estetica
Più Etica

Sterilbeauty

La nuova autoclave certificata per uso estetico



Massima attenzione
all'ambiente



Dimensioni ridotte (7 litri)

La dimensione ridotta permette una facile collocazione all'interno del centro estetico razionalizzando in maniera ottimale lo spazio. **La dimensione della camera è stata studiata per potere sterilizzare un grande numero di strumenti in modo da soddisfare tutte le esigenze operative**, anche quelle di centri estetici di grandi dimensioni.



Autoclave di classe S, per la sterilizzazione di strumenti imbustati

Lo strumento va sempre imbustato prima della sterilizzazione in autoclave, le autoclavi di classe S sono a norma per la sterilizzazione degli strumenti imbustati. **Lo strumento imbustato è elemento di differenziazione per il centro estetico che intende comunicare igiene, sicurezza e professionalità.**




Certificata per uso estetico

Questa autoclave è certificata per uso estetico. **Tecno-Gaz, azienda leader nella sterilizzazione presta particolare attenzione al mondo dell'estetica**, progettando e realizzando prodotti di alto livello che vi aiutano nell'operatività di tutti i giorni.



Sterilizzare. Perché?



1

► Per evitare il rischio di infezioni

Le parti del corpo interessate dai trattamenti estetici possono ospitare i più nocivi tra i **virus e batteri che causano malattie gravi all'uomo.**



2

► Per tutelare la salute dei propri collaboratori

Meno malattie significa più **produttività e quindi più guadagno.**



3

► Per comunicare sicurezza ed igiene ai propri clienti

Saranno i vostri clienti a chiedervi **come e se sterilizzate gli strumenti.**



4

► È **OBBLIGATORIO**, solo con l'autoclave si può dimostrare una corretta sterilizzazione

Ciò rappresenta una **grande tutela di natura giuridica** di fronte ad eventuali denunce.



(1 ciclo dura 30 minuti c.a.)

Sia nel momento di "picco" che durante il normale funzionamento.

SterilBeauty

Art. AS004ZSM

Autoclave di classe S

Temperatura di lavoro	+5°C ÷ +40°C
Altitudine MAX	2.000 m s.l.m
Umidità relativa MAX a 30°C	80%
Umidità relativa MAX a 40°C	50%
Dimensioni (LxHxP)	384x330x530 mm
Ingombro portello aperto	300 mm
Peso (a vuoto)	27 kg
Peso (serbatoio pieno + camera piena)	31 kg
Livello potenza sonora	< 50 db A
Tensione alimentazione	230 V a.c. +/-10 %
Potenza MAX assorbita	1,5 kW
Frequenza	50 / 60 Hz
Cavo alimentazione	2x1,5 mm ² + terra
Fusibili	12A ritardati



Pressione lavoro MAX	2.4 bar (relativi)
Temperatura MAX	138 °C
Materiale	Inox AISI 304
Dimensioni (mm)	Ø 164 X 320 mm
Volume serbatoio	2.2 l
Volume utile serbatoio	MAX 1.2÷1.3 l
Cicli eseguibili	7
Materiale	Polietilene