

Progetto sterilbeauty

sterilbeauty

UNA NUOVA AUTOCLAVE

**L'AUTOCLAVE È STATA INTERAMENTE
PROGETTATA E COSTRUITA IN ITALIA CON
MATERIALI DI ORIGINE EUROPEA.**



non vi è nulla di cinese

UNA NUOVA AUTOCLAVE

- Dimensioni ridotte (7 litri) 38Lx33Hx53P

La dimensione ridotta permette una facile collocazione all'interno del centro estetico razionalizzando in maniera ottimale lo spazio.

La dimensione della camera è stata studiata per potere sterilizzare un grande numero di strumenti in modo da soddisfare tutte le esigenze operative , anche quelle di centri estetici di grandi dimensioni



UNA NUOVA AUTOCLAVE

- Di classe S, per la sterilizzazione di strumenti imbustati

Lo strumento va sempre (obbligo di legge) imbustato prima dell'autoclavatura, le autoclavi di classe S sono a norma per la sterilizzazione degli strumenti imbustati.

Lo strumento imbustato è elemento di differenziazione per il centro estetico che intende comunicare igiene, sicurezza e professionalità.

Il futuro della sterilizzazione in estetica sarà rappresentato da strumenti imbustati, quindi autoclavati con apparecchiature di classe S



UNA NUOVA AUTOCLAVE

- Certificata solo per uso estetico
(non Medicale)

Questa autoclave è stata certificata solo per uso estetico, può essere utilizzata solo da estetiste. Ciò rappresenta un'ulteriore elemento qualificante e vuole dimostrare l'attenzione che il produttore (TECNOGAZ) dedica al settore dell'estetica.

Questa autoclave non sarà venduta in ambito medico, ciò rappresenta un elemento di innovazione commerciale per il rivenditore del settore estetico che non sarà mai in concorrenza con un rivenditore del settore medico.



UNA NUOVA AUTOCLAVE

- Non ha la stampante, ma un test (integratore chimico)

L'integratore è un test che tutela maggiormente l'estetista dai rischi di eventuali contenziosi, infatti esso è riconosciuto universalmente come prova documentale dell'avvenuta sterilizzazione degli strumenti.

Il test è facile da eseguire, non comporta perdite di tempo, lo si esegue durante un normale ciclo.

Il test è economico.

È comodo e pratico, non è necessario fotocopiarlo (come si doveva fare per gli scontrini) , è sufficiente conservarlo.



UNA NUOVA AUTOCLAVE

ALTRI VANTAGGI

- *Riduzione di consumi (-25%) energetici, sia nel momento di “picco” che durante il normale funzionamento.*
- *Massima attenzione all’ambiente*
- *Risparmio di acqua*
- *Risparmio di tempo (1 ciclo dura 30 minuti c.a.)*

