



Pesaneonati elettronica professionale

- Piano di pesatura confortevole e sicuro grazie alla curvatura dei bordi
- Portatile grazie alle batterie ricaricabili e al carrello ospedaliero (optional)
- Doppio display di facile lettura con funzione Milk Intake
- Misura peso e altezza con lo statimetro optional



Barre antiribaltamento

WU150 - Baby pag. 7

Peso, tara, funzione Milk Intake, blocco del peso, azzeramento, autoOff programmabile

Struttura

Base e visore in ABS con tastiera di 5 tasti meccanici; piatto in ABS

Dimensioni

Totale W560 x D450 x H460 mm

Alimentazione

Alimentatore esterno e vano batterie alcaline 6 x AAA (batterie non incluse) o kit batteria ricaricabile durata 40h (optional)

Omologazioni

Direttiva metrica NAWI 90/384-2014/31/UE
Classe di precisione III secondo la norma EN45501
Dispositivi medici MDR Regolamento UE 2017/745
Classe di rischio Im con funzione di misura

Packaging

1 pz dimensioni W600 x D430 x H330 mm
Peso: netto 5,3 kg - lordo ~7,5 kg

GMDN: 35324 - CND: V0399

Repertorio: 2497343 - con WH80D: 2516586 - con WH80: 2516576



WH80D: statimetro telescopico manuale con lettura digitale (pag. 66)



WH80: statimetro telescopico manuale con lettura analogica (pag. 66)



Carrello Baby02 (pag. 14)

Modello	Codice	Portata	Divisione	Piano pesata
Baby02	00482L	3/6kg	1/2g	W560 x D290mm
Baby02	00482D	6/15kg	2/5g	
Baby02	00482E	10/20kg	5/10g	
Baby02 PRO	00482EHR	6/15/20kg	2/5/10g	

Accessori inclusi: alimentatore, RS232, livella, piedini regolabili, staffe sicurezza, garanzia 2 anni

Optional	Codice	Servizi Optional	Codice
Carrello Baby02 (pag. 14)	WCARB01	Omologazione	AOMOL
Batterie ricaricabili durata 40h	BAME01	Certificato prove elettriche	APREL
WH80 Statimetro 35-80cm (pag. 66)	00060M	Certificato di taratura con pesi Accredia	ACOSITMD
WH80D Statimetro digitale 35-80cm (pag. 66)	00060HM	Certificato di taratura LAT Accredia	ACOLAT2
Bluetooth	01137NBT	Estensione garanzia 5 anni	AGAES
Wifi	01137NWIFI	Verifica periodica 3 anni	AOPER1



WU150 - Baby



con Baby02 e Fasciatoio

Questa è la configurazione che viene applicata per tutti i prodotti destinati ai reparti di pediatria e neonatologia.

Il design della tastiera e le funzioni sono state studiate con lo scopo di fornire i dati necessari all'operatore.

Visore ØW215 x D180mm, in ABS a doppio LCD a tripla lettura

1° Display Peso grande LCD a 5 cifre 20mm

2° Display PesoMilk differenza tra due pesate

Funzioni



ON/OFF e Zero

Tasto di accensione. Premuto per 3 secondi spegne la bilancia. Azzeramento dell'indicazione del peso (entro il $\pm 2\%$ della portata).



Milk Intake

Funzione del peso Milk: permette di vedere la differenza fra la prima e la seconda pesata.



Hold

Permette di bloccare il peso del neonato e tenere fissa l'ultima pesata.



Tara

Permette di effettuare la tara.



Esportazione

Esporta i risultati a PC o stampante termica.

kg - libbre

Se attivata, permette di cambiare da un'unità di misura all'altra.

Baby 02 Carrello

MDR

Carrello per trasporto



- Progettato per un utilizzo funzionale alle esigenze del reparto
- Grazie alle 4 ruote con freno è leggero, maneggevole e sicuro
- Doppia maniglia per facilitare la movimentazione

Struttura

Struttura in metallo verniciato bianco o in acciaio inox zincato. Il carrello è un supplemento ideale per le bilance pesaneonati Baby02, ed è stato appositamente sviluppato per un uso sicuro in ospedali e studi medici.

Le ruote con freno garantiscono una maggiore stabilità del carrello, riducendo il rischio di cadute e garantendo la sicurezza dei neonati durante la pesata.

La bilancia Baby02 non è inclusa.

Dimensioni

W480 x D640 x H910 mm

Modello	Codice	Portata	Piano pesata
Carrello Baby02	00482W	100kg	W480 x D640 x H910mm



1° ripiano porta bilancia BABY02 completo di
perni di fissaggio in modo da poter utilizzare/
movimentare il carrello senza il rischio che
possa cadere lo strumento

2° ripiano porta oggetti

I ripiani sono lisci in modo da semplificare
l'igienizzazione e la pulizia





WH80

MDR

Statimetro neonati serigrafato

- Misurazione intuitiva con poggiatesta fisso e poggipiedi scorrevole
- Montabile su piani, pareti e bilancie wunder

Struttura

Telescopico in alluminio anodizzato serigrafato con doppia paletta in ABS per misurare altezza

Dimensioni

Esteso: W870 x D300 x H70 mm

Packaging

1 pz dimensioni W700 x D400 x H130 mm

Peso netto 0,7 kg. Peso lordo 2 kg

CND: V030299 - Repertorio: 676567

Modello	WH80
Codice	00060M
Portata	Da 35 a 80 cm
Unità di misura	cm/pollici
Divisione	1 mm
Garanzia	2 anni

WH80D

MDR

Statimetro neonati elettronico

- LCD largo e facile da leggere
- Risultati immediati e affidabili

Struttura

Telescopico in alluminio anodizzato serigrafato con doppia paletta in ABS per misurare altezza con visore digitale

Dimensioni

Esteso: W870 x D300 x H70 mm

Alimentazione

2 batterie AAA (incluse)

Packaging

1 pz dimensioni W700 x D400 x H130 mm

Peso netto 0,8 kg. Peso lordo 2,10 kg

CND: V030299 - Repertorio: 676567

Modello	WH80D
Codice	00060HM
Portata	Da 35 a 80 cm
Unità di misura	cm/pollici
Divisione	1 mm
Garanzia	2 anni