

BELMED


Lettino professionale a 2 sezioni

- Schienale regolabile con pistone a gas da -40° a + 70°
- Motore Linak® da 6000N
- Portata massima fino a 180kg
- Piedini regolabili con antiscivolo
- Verniciatura a polvere epossidica
- Rivestimento in skai ignifugo Classe 1IM
- Dispositivo medico CE




Codice lettino presentato 3020MA1VTKP
Colore rivestimento #1944

Disegno tecnico



34


Larghezza Cuscino



Densità Cuscino



Poggiatesta



Regolazione Altezza



Optional



Verniciatura Telaio



Tinte del legno



Ricevi una consulenza personalizzata da un esperto di zseraieta.

Verrai ricontattato entro 24 ore da un nostro esperto con un preventivo su misura.