

H eart Save Y | YA



HeartSave Y | YA - FIRST CHOICE FOR SECOND CHANCES

Quality made in Germany since 1973

Da oltre 50 anni, PRIMEDIC è sinonimo di qualità e affidabilità made in Germany.

Con la nostra lunga esperienza in tecnologia medica, sviluppiamo defibrillatori di alta qualità che salvano vite in tutto il mondo. I nostri prodotti combinano la tecnologia più avanzata con una costruzione robusta, per offrire aiuto affidabile in ogni situazione.

Dalla ricerca e sviluppo alla produzione, ogni passo segue i più alti standard di qualità.

PRIMEDIC – FIRST CHOICE FOR SECOND CHANCES.



www.primedic.com



DISTRIBUTORE AUTORIZZATO



PROGETTATO PER SALVARE VITE

DESIGN COMPATTO - solo 29,6 x 22 cm e 2,5 kg, per un facile trasporto del tuo HeartSave Y | YA, sempre pronto all'uso

SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO per flessibilità con tutti gli utenti

TASTO PEDIATRICO per la defibrillazione dei bambini con livelli di energia adattati, senza necessità di elettrodi pediatrici speciali

BATTERIA E ELETTRODI CON DURATA DI 5 ANNI per sostenibilità e costi ridotti

FEEDBACK CPR con istruzioni audio-visive che supportano il soccorritore durante la rianimazione e ottimizzano la qualità delle compressioni toraciche

INTERFACCIA INTUITIVA che si adatta alla velocità di intervento dell'utente per ottimizzare il processo di rianimazione

MULTILINGUA con supporto fino a 4 lingue per aiutare i soccorritori di diverse nazionalità nelle aree pubbliche

GARANZIA DI 8 ANNI che garantisce affidabilità e sicurezza a lungo termine

Dati tecnici

- ▶ Funzionamento semiautomatizzato - erogazione della scossa tramite pressione del tasto da parte del soccorritore
- ▶ Funzionamento completamente automatizzato - erogazione della scossa da parte del DAE per una defibrillazione affidabile anche con utenti inesperti
- ▶ Vita utile della batteria: fino a 5 anni / 150 scosse
- ▶ Durata degli elettrodi: fino a 5 anni, precollegati
- ▶ Modalità Pediatrica e tasto Modalità Pediatrica in caso di emergenza non sono necessari elettrodi pediatrici speciali
- ▶ Guida utente multilingua - 4 lingue disponibili sul DAE
- ▶ Autotest giornalieri con visualizzazione dello stato di funzionamento, batteria ed elettrodi
- ▶ Metronomo per la frequenza corretta delle compressioni toraciche, per supportare l'utente
- ▶ Adattamento automatico dell'energia erogata (Adulti: 200J | 300J | 360J, Bambini: 50J | 70J | 100J)
- ▶ Memorizzazione interna dei dati di utilizzo, esportazione tramite USB
- ▶ Sensore di feedback CPR (opzionale)
- ▶ Protezione da polvere e acqua (IP 55)
- ▶ Dimensioni circa 296 x 220 x 97 mm
- ▶ Peso circa 2,5 kg
- ▶ Garanzia di 8 anni dalla fabbrica



**Funzionamento automatico,
senza display**



**Funzionamento semiautomatizzato,
senza display**



PRIMEDIC
Saves Life. Everywhere.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

PRIMEDIC GmbH
Rheinwaldstr. 22
D-78628 Rottweil
+49 (0) 741 257-236
info@primedic.com

www.primedic.com



Le funzionalità disponibili di myPRIMEDIC Control dipendono dal DAE utilizzato e sono disponibili in paesi selezionati. Alcune funzionalità di myPRIMEDIC Control richiedono una connessione Wifi e/o mobile, con eventuali costi aggiuntivi. Per maggiori dettagli, si prega di contattare il partner PRIMEDIC regionale. Le modifiche delle funzionalità offerte o lo sviluppo tecnico possono avvenire in qualsiasi momento.