

MONITOR K12 E K15 PER TERAPIA INTENSIVA

- 35306 MONITOR MULTIPARAMETRICO K12 12"
- 35307 MONITOR MULTIPARAMETRICO K12 TOUCHSCREEN 12"
- 35309 MONITOR MULTIPARAMETRICO K15 TOUCHSCREEN 15"
- 35310 MONITOR MULTIPARAMETRICO K15 2 IBP* TOUCHSCREEN 15"

Monitor multifunzionale per monitorare i segni fisiologici vitali dei pazienti adulti, pediatrici e neonati. Con le funzioni di registrazione e visualizzazione in tempo reale di parametri quali ECG, frequenza cardiaca (HR), pressione sanguigna non invasiva (NIBP), saturazione di ossigeno (SpO₂), respirazione (RESP), temperatura (TEMP), consente l'analisi completa delle condizioni fisiologiche del paziente.

- design ergonomico con interfaccia utente intuitiva
- presa USB per trasferimento di dati e aggiornamento software
- 9 tracce su forme d'onda a video
- allarme visivo e sonoro per anomalie fisiologiche e tecniche
- ampia capacità di memoria
- idoneo per l'uso con sensori Nellcor originali
- protezione contro scariche di defibrillatore, resistenza contro interferenza da unità elettrochirurgica; rilevamento e inibizione impulsi di pacemaker cardiaco.

Software interno: GB, DE, FR, PT, ES, IT, PL, TR, RU.

Software per PC solo GB, compatibile con Windows XP, 7, 8, 10.

Codice GIMA	ACCESSORI PER K12, K15
35133	Stampante** - opzionale
35141	Carta 5,1 cm x 12 m - conf. da 5
35311	Bracciale NIBP - 6x11 cm neonati - opzionale
35312	Bracciale NIBP - 10x19 cm pediatrico - opzionale
35313	Bracciale NIBP - 21x35 cm adulti - ricambio
35315	Sonda SpO ₂ *** tipo D - neonati - opz. - nec. cavo estens. - riutilizzabile
35316	Sonda SpO ₂ *** tipo D - pediatrica - opz. - nec. cavo estens. - riutilizzabile
35317	Sonda SpO ₂ *** tipo D - adulti - ricambio - nec. cavo estens. - riutilizzabile
	***Compatibile Nellcor
35318	Cavo estensione per sonde SpO ₂ - ricambio
	Sensori SpO ₂ monouso compatibili Nellcor - pagine 293-5
35319	Sensori CO ₂ Mainstream e Sidestream Respirolic - News 28
35320	Batteria ricaricabile al litio - ricambio
35148	Cavo ECG - ricambio
35148	Carrello - opzionale
35321	Sensore IBP - monouso - ricambio solo per 35310

*Invasive Blood Pressure (IBP), pressione sanguigna invasiva, è una misurazione diretta della pressione arteriosa o venosa del paziente. Viene utilizzato un catetere inserito direttamente in una vena, in un'arteria o in altre aree di accesso alla pressione e collegato a un trasduttore di pressione per misurare la pressione sanguigna sistolica, diastolica e media. Il dispositivo può visualizzare la pressione sistolica, diastolica e media e una forma d'onda per ciascun canale della pressione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ECG		Modalità misuraz. NIBP:	Manuale, Auto, STAT, Multiciclo
Intervallo dinamico di ingresso:	±(0,5-5 mVp)	Intervalli automisurazione:	1-480 min
Impedenza differenziale di ingresso:	≥10 MΩ	SpO₂	
Larghezza di banda:	0,05-150 Hz (Diagnostica)	Tecnica:	Metodo ottico a doppia lunghezza d'onda
	0,5-40 Hz (Monitoraggio)	Campo di misurazione:	0%-100% ±2% per SpO ₂ intervallo 70-100%
	1-20 Hz (Funzionamento)	Campo di misurazione PR:	30-250bpm ±2bpm o ±2%, il maggiore dei due
CMRR:	≥90 dB (Diagnostica)	Rendimento bassa perfusione:	Fino a 0,3%.
	≥105 dB (Monitoraggio & Funzionamento)	CO₂ - opzionale	
Selezione della sensibilità:	x1/4, x1/2, x1, x2, x4 e Auto	Tecnica:	Metodo ottico a infrarossi
Velocità di scansione:	6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s	Modalità di campionamento:	Sidestream o Mainstream
Campo di misurazione HR:	15-350 bpm ±1% o ±2 bpm, il maggiore dei due	Campo di misurazione:	0-150 mmHg
Funzione di rilevamento e inibizione degli impulsi del pacemaker		Precisione misurazione:	0-40 mmHg ±2 mmHg
RESP			41-70 mmHg ±5% della lettura
Campo di misurazione:	0-120 rpm ±5% o ±2 rpm, il maggiore dei due		71-100 mmHg ±8% della lettura
TEMP			101-150 mmHg ±10% della lettura
Campo di misurazione:	21,0-50,0 °C ±0,2 °C tra 25-45 °C		
NIBP		Velocità di flusso:	50 ml/min ±10 ml/min (Sidestream)
Tecnica:	Metodo oscillometrico	IBP - solo 35310	
Tempo di misurazione tipico:	<30 secondi (bracciale per adulti)	Tecnica:	Trasduttore estensimetrico
Campo di misurazione NIBP:	SYS: 40-275 mmHg (Adulti)	Sensibilità ingresso:	5 μV/V/mmHg
	40-200 mmHg (Pediatrico)	Campo di misurazione:	-50-300 mmHg ±2% o ±4 mmHg, il maggiore dei due
	40-135 mmHg (Neonati)	Posizioni di misurazione:	ART, RAP, PA, LAP, CVP, ICP, AUXP1, AUXP2
Campo di misurazione NIBP:	DIA: 10-210 mmHg (Adulti)	Calibrazione:	calibrazione zero
	10-150 mmHg (Pediatrico)	Altre caratteristiche	
	10-95 mmHg (Neonati)	Alimentazione:	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 60 VA
Campo di misurazione NIBP:	MAP: 20-230 mmHg (Adulti)	Batteria al litio incorporata:	11,1V/4400 mAh
	20-165 mmHg (Pediatrico)	Schermo:	schermo TFT a 12 o 15 pollici
	20-110 mmHg (Neonati)	Metodo di allarme:	allarme sonoro-visivo a 3 livelli
Precisione misurazione NIBP:	Differenza media: ±5 mmHg	Rete:	Ethernet
	Deviazione standard: 8 mmHg	Standard di sicurezza:	IEC 60601-1

Schermo 15" con retroilluminazione LED, 9 forme d'onda sullo schermo

ECG + SpO₂ + NIBP + RESP + 2-TEMP
modulo opzionale 2 IBP + EtCO₂

Indicatore visibile a 360° con allarme a 3 livelli

Batteria al litio, fino a 2,5 ore di monitoraggio continuo

Stampante opzionale, codice 35133

Scatola accessori

Modulo 2 IBP (solo 35310)

35148

DOTAZIONE STANDARD

- Sonda adulti SpO₂
- Cavo di estensione SpO₂
- Sonda di temperatura cutanea
- Batteria ricaricabile al litio
- Elettrodo monouso
- Modulo 2 IBP, cavo, sensore (solo 35310)
- Bracciale NIBP adulti
- Cavo ECG
- Cavo di alimentazione
- Copertura antipolvere
- Manuale: GB, FR, IT, ES, Software per PC: GB



STAZIONE CENTRALE FINO A 64 MONITOR PER UP7000*, K12, K15

- 35323 SOFTWARE CENTRAL STATION

Software che raccoglie i dati di ciascun monitor da posto letto e li visualizza insieme. Memorizza e sorveglia i dati di tendenza dell'ECG e altri parametri e analizza i dati memorizzati. Può supportare fino a 64 monitor da posto letto. Include Soft-key, software su CD, cavo di rete lungo 2 metri.

- 33745 SISTEMA PC+MONITOR CENTRAL STATION

- 33746 CAVO LAN - 3 m

- 33767 CAVO LAN - 30 m

Un cavo per ciascun monitor da collegare. Lunghezza del cavo personalizzata su richiesta.

*A partire da N.S. J3300PG00766

Manuale: GB, IT

