



GIMA

COLLARE PEDIATRICO AMBU REDI-ACE

Codice: 34638

Categoria: Collari

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: I

NSIS: 442093

CND: Y060312

EAN13: 05707480107506



Descrizione: 2 collari per tutti i pazienti. Le 8 misure di Ambu® Redi-ACE™ e le 6 di Ambu® Redi-ACE™ Mini rispondono alle esigenze di gran parte dei pazienti. Facile da usare, Ambu® Redi-ACE™ è dotato di un supporto per il mento a posizionamento automatico e due linguette di blocco. Può essere fatto indossare al paziente in soli 3 passaggi:

- scelta dimensioni
- blocco
- collocazione.

Realizzato in materiale radiotrasparente, viene fornito completamente aperto.
Latex free.