

Lifeline AED

QUANDO I SECONDI PASSANO, E' LA TECNOLOGIA CHE CONTA.



DURATA




PRONTEZZA



SEMPLICITA'



LEGGEREZZA



PROFESSIONALITA'

IL PIU' SEMPLICE

Il lifeline AED è stato studiato Per un funzionamento semplice che permette all'operatore di concentrarsi sul paziente. Vi sono solo due pulsanti di comandi e quattro diodi ad emissione luminosa (LED). Una voce guida con comandi vocali concisi e facilmente comprensibili, veicolano l'operatore durante le operazioni di salvataggio del paziente.

IL PIU' SICURO

Il lifeline AED è famoso nel suo genere perché è un prodotto concepito per non fallire mai e affinché questo non avvenga il lifeline AED genera su se stesso degli autotest periodici che ne garantiscono la totale efficienza. Questo DAE è in grado di autotestare le proprie funzioni ogni giorno, settimana, mese ed esegue un ulteriore test trimestrale in cui genera una scarica.