



GIMA

OFTALMOSCOPIO PARKER ALOGENO - nero

Codice: 31476

Categoria: Oftalmoscopi GIMA

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: I

NSIS: 151870

CND: Z12120114

EAN13: 8023279314762



Descrizione: FTALMOSCOPIO ALOGENO PARKER

Luce alogena 2,5 V per colori realistici e illuminazione durevole. 24 lenti da -25 a +40 diottrie per un'eccellente risoluzione (verde +, rosso -). Asta protettiva in gomma antigraffio. Quadrante lente illuminato per una precisa identificazione delle diottrie.

Borsetta di nylon semirigida, scatola e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo)