



GIMA

STETOSCOPIO PIATTO ALLUM. ERKAPHON - nero 544 000 10

Codice: 32344

Categoria: Stetoscopi Erka

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: I

NSIS: 1146891

CND: C9005

EAN13: 4250296129640



Descrizione: Stetoscopio con padiglione doppio per passare dalla funzione a membrana a quella a campana. Il lato a membrana è adatto per auscultare i suoni ad alta e bassa frequenza, mentre il lato a campana è progettato per gli impulsi cardiaci. Stetoscopi con alta qualità di precisione, per un'acustica eccellente.
Produzione tedesca. Tutti gli stetoscopi sono dotati di tubo a Y di 56 cm, archetto e padiglione di ottone cromato (32350 e 32358), o di alluminio (32344-7), membrana Ø 44 mm, campana Ø 30 mm (solo 32358).