



# GIMA

## ECG CONTEC 600G - 3/6 canali con display

**Codice:** 33222

**Categoria:** Elettrocardiografi 3-6-12 canali

**Unità di vendita:** 1 pz.

**Quantitativi minimi:** 1

**Dispositivo:** Dispositivo medico

**Classe:** II A

**NSIS:** 2598927

**CND:** Z12050301

**EAN13:** 8023279332223



**Descrizione:**

- Touch screen 7" LCD TFT
- Visualizzazione simultanea 12 derivazioni
- Tecnologia di isolamento digitale e di elaborazione del segnale, filtro digitale
- Gestione paziente, nome, età e id, rapporto di analisi dettagliata
- Batteria al litio ricaricabile integrata
- Il sistema a stampa termica consente 10 modalità di stampa
- Può stampare per 90 minuti fino a 150 stampe
- Software ECG - Sync, connessione USB al PC, memoria 1000 esami
- Auto misurazione, auto analisi, auto interpretazione
- Software interno: GB, FR, IT, ES, DE, TR, PL, PT, SI, RU, KZ, CN.
- Software PC ECG sincrono: GB, IT, FR, DE, PL, SK, TR.
- Manuale: GB, IT FR.

La connessione USB consente la trasmissione in tempo reale al PC, l'analisi dei dati e la diagnosi, la gestione della stampa tramite il PC

**Caratteristiche tecniche:**

**ECG**

- Tipo di sicurezza: Classe I, parti applicate tipo CF (parti applicate con protezione defibrillazione)
- Derivazioni: 12 standard
- Ingresso: circuito di ingresso flottante e protezione defibrillazione
- Corrente di dispersione paziente: <10uA
- Frequenza di campionamento: 1000Hz
- Conversione A/D: 12bit
- Frequenza di risposta: 0.05Hz~150Hz (-3dB, + 0,4dB)
- Costante temporale: >3.2s
- CMRR: >60dB, >100dB (aggiungi filtro)
- Tensione di polarizzazione:  $\pm 500\text{mV}$
- Livello sonoro: <15uVp-p

**Filtri**

- Filtro interferenza: 25Hz/35Hz (-3dB)
- Filtro AC: 50Hz/60Hz (-20dB)

**Forma d'onda**

- Modo registrazione: Stampante termica stampante termica (32 punti/mm)
- Tipo carta: 50 mm  $\times$  20 m 80 mm  $\times$  20 m 110 mm  $\times$  20 m
- Sensibilità: 5, 10, 20 mm/mV 2,5, 5, 10, 20, 40 mm/mV



# GIMA

• **Velocità di stampa:**

- Registrazione automatica: 25mm/s, 50mm/s
- Registrazione ritmo: 25 mm/s, 50 mm/s
- Registrazione manuale: 5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50, 100 mm/s

**Alimentazione**

- AC 110-220V, 50/60 Hz
- DC batteria al litio 7,4V, 3500 mAh

**Fusibile**

- 2 pcs Ø5×20mm AC time lag; T250mA/250V (Alimentazione:220V)

**Forma**

- **Dimensioni:** 315 x 215 x 77 mm
- **Peso:** 1,7 kg

**Dotazione standard:**

- Cavo ECG
- 1 set elettrodi periferici a pinza
- 1 set elettrodi precordiali
- Cavo messa a terra
- Cavo alimentazione
- Rotolo di carta
- Connessione USB e software PC