

PG100 – PG500

ELETTRODI MONOUSO PREGELLATI

DISPOSABLE GELLED ELECTRODES

PG100



PG500



Gli elettrodi monouso pregellati PG100 e PG500 FIAB sono stati realizzati per applicazioni in elettroterapia. Il modello PG500 è indicato anche nell'esecuzione delle analisi della composizione corporea. La flessibilità del materiale di supporto al gel consente di posizionare gli elettrodi con estrema facilità. Il gel utilizzato, fornito allo stato solido e dotato di grandi proprietà adesive, rende il prodotto riposizionabile. Non contengono lattice.

Gelled electrodes FIAB PG100 and PG500 have been carried out for electrotherapy applications. FIAB PG500 is indicated in fat analysis. The highly flexible material allows an easy positioning of electrodes. The solid electrode gel preserves its adhesivity and allows repositioning on the same patient. Electrodes can be easily repositioned after use, thanks to their PVC silicone liner. Latex-free products.

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES

MODELLO - MODEL	PG100	PG500
DESCRIZIONE DESCRIPTION	Elettrodi monouso pregellati con gel solido Disposable solid gel electrodes	
DIMENSIONI DIMENSIONS	65x100 mm	23x34 mm
DIMENSIONI PARTE CON GEL DIMENSIONS OF PART WITH GEL	65x90 mm	23x25 mm
GEL	Gel adesivo medicale biocompatibile allo stato solido Medical adhesive solid gel - biocompatible	
MATERIALE CONDUTTORE CONDUCTIVE MATERIAL	Carta conduttiva a bassa impedenza Low impedance conductive paper	Alluminio Aluminium
COLLEGAMENTO CONNECTION	Collegamento diretto con coccodrillo Direct connection with crocodile	
CONFORMITA' ALLA NORMATIVA COMPLIANCE TO STANDARDS	Regolamento (UE) 2017/745. Dispositivo medico in classe I. Regulation (EU) 2017/745. Class I medical device.	

CONFEZIONAMENTO - PACKAGING

CONFEZIONE PRIMARIA PRIMARY PACKAGING	20 pezzi in busta richiudibile 20 pcs sealed polyethylene minigrip pouch	100 pezzi in busta di carta e alluminio termosaldato 100 pcs in sealed paper pouch couplet with aluminium
CONFEZIONE DI VENDITA SALE PACKAGING	100 pezzi in scatola di cartone 100 pcs in carton box	1000 pezzi in scatola di cartone 1000 pcs in carton box
IMMAGAZZINAMENTO STORAGE	Temperatura: +5°C ÷ +35°C - Umidità relativa: 20% ÷ 80% Temperature: +5°C ÷ +35°C - Relative humidity 20% ÷ 80%	
SCADENZA EXPIRY	24 mesi dalla data di produzione 24 months from production date	