

MAGNETOVET 200

MAGNETOTERAPIA

MAGNETOVET 200 È UN DISPOSITIVO PER MAGNETOTERAPIA PORTATILE IN GRADO DI PRODURRE UN CAMPO ELETTROMAGNETICO AD ALTA INTENSITÀ. GLI IMPULSI PRODOTTI HANNO UN EFFETTO TERAPEUTICO E RIGENERATIVO SULLE PRINCIPALI PATOLOGIE OSTEOARTICOLARI CHE COLPISCONO GLI ANIMALI. PER LA SUA SEMPLICITÀ DI UTILIZZO MAGNETOVET 200 È PARTICOLARMENTE INDICATO ANCHE PER TRATTAMENTI DOMICILIARI DI DOLORI CRONICI.

PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE, GATTO E CAVALLO

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione 2.6", retroilluminato

Canali

2

Intensità erogabile

200 Gauss medi per canale con solenoidi flex

Frequenza

Regolabile in programmazione da 5 a 200Hz

Duty Cycle

Da 5% a 50% a step di 5

Alimentazione

- Rete
- Pacco batteria (opzionale)

Dimensioni


mm 100x160x35

Peso


gr 440

DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G5620
- 1 Borsa
- 1 Dispositivo MAGNETOVET 200
- 2 Solenoidi flessibili mm 300x100
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



CUCCIA-TAPPETO PER CANI E GATTI DI PICCOLE E GRANDI DIMENSIONI



OPZIONI DI ACQUISTO TAPPETO

- Cod. G6039 TAPPETO PER MAGNETOVET TAGLIA "S"
- Cod. G6040 TAPPETO PER MAGNETOVET TAGLIA "M"

