



GIMA

HOLTER PRESSORIO GIMA 24 ORE + SpO2

Codice: 35111
Categoria: Holter pressorio
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: II B
NSIS: 495322
CND: Z129010
EAN13: 8023279351118



Descrizione: HOLTER PRESSORIO GIMA + pulsazioni + SpO2 con software

Il modulo holter GIMA misura la pressione sanguigna mediante il metodo oscillometrico con sgonfiaggio graduale.

Due modalità di misurazione: manuale e automatica.

Visibili a display pressione sistolica, diastolica e pressione media.

In modalità MANUALE, le misurazioni sono singole.

In modalità AUTO, le misurazioni sono cicliche e possono essere impostate a intervalli di: 5/10/15/20/30/45/60/90 min.

- compatto e portatile, facile da usare
- adatto per pazienti adulti, bambini e neonati
- l'ampio schermo LCD a colori visualizza ABPM, SpO2 e FC
- allarmi acustici e visibili regolabili
- monitoraggio in tempo reale per 24 ore con salvataggio e revisione dati
- accuratezza comprovata clinicamente

Caratteristiche tecniche:

SpO2

Intervallo misurazione: 0-100%

Risoluzione: 1%

Accuratezza: 70-100% $\pm 2\%$

Intervallo allarme: 0-100%

NIBP

Metodo: oscillometria

Mod.: manuale/automatica/continua

Intervallo misurazione: 0-290 mmHg (0 KPa - 38,67 KPa)

Intervallo misurazione automatica: 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 min.

Risoluzione: 1 mmHg

Protezione sovrappressione: 290 mmHg

Allarme:

sistolica 40-270 mmHg

diastolica 20-235 mmHg

Map 10-270 mmHg

Frequenza cardiaca



GIMA

Intervallo: 0-250 bpm
Risoluzione: 1 bpm
Accuratezza: ± 1 bpm
Intervallo allarme: 30-250 bpm

Dispositivo

Display: LCD a colori
Alimentazione: 2 batterie alcaline AA, 1,5V
Dimensioni: 128x69x36
Peso: <350 g (incluse batterie)
Sistema operativo
Windows XP/7, 8, 8.1, 10 (a 32 e 64 bit)

Dotazione standard:

Borsa per il trasporto
3 bracciali in nylon (pediatrico, adulto, adulto large) - senza lattice
Software (GB, FR, IT, DE, ES, PL, RO, SK, TR, RU)
Sonda SpO2
Tubo connessione bracciale 1,5 m
Manuale d'uso: GB, IT, FR, ES, PT, SE
Batterie alcaline