

marathon

NEW

K-35 MINI



Caratteristiche Tecniche

- Design semplice e compatto
- Interruttore Reverse
- Dotato di display per la visualizzazione del numero di giri
- Sistema di sicurezza da sovraccarico (overload)
- Funzione automatica di risparmio energetico
- Funzione Pausa
- Comando manuale e a pedale
- Dimensioni: W122 x D121 x H52
- Manipolo SH20N da 30.000 rpm
- Manipolo leggero 146 g
- Torque 2.9 Ncm
- Pedale ON/OFF (opzionale)
- Porta Manipolo

M
MEDIEL