



GIMA

LAMPADA A LED SPOT - su carrello

Codice: 49047

Categoria: Lampade diagnostiche

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: I



EAN13: 8023279490473

Descrizione: Lampada a luce LED per visite mediche con obiettivo multi-ottico e spot luminoso regolabile tramite impugnatura.

Caratteristiche aggiuntive:

- punto luminoso uniforme e puro
- obiettivo ottico frontale
- reticolo luminoso interno
- doppia ottica posteriore
- braccio metallico flessibile rivestito in PVC, 100 cm super lungo e regolabile a 360°

Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR.

Impugnatura in acciaio inossidabile.

Braccio super lungo flessibile, lunghezza 100 cm.

Punto luminoso regolabile in cerchio sulla testa.

Controllo digitale luminosità.

Base in ABS.

Caratteristiche tecniche:

Potenza: 1 LED / 5 W

Ø testa lampada: 25 mm

Illuminazione:

25,000 lux a 30 cm

10,000 lux a 50 cm

Ø campo luminoso: max 70 mm, min 15 mm a 30 cm

Temperatura di colore: 4.800°-6.000° k

Luce luminosa: Ø 25 mm, lungh. 125 mm

Alimentazione: 100-260 V, 50/60 hz

Cavo di alimentazione: lunghezza 272 cm