



GIMA

LAMPADA A LED RI-MAGIC - su carrello

Codice: 49051

Categoria: Lampade diagnostiche

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: I



EAN13: 4045396168275

Descrizione: RI-MAGIC® HP LED - su carrello

- Base mobile Ø 53 cm
- Rotelle antistatiche a basso attrito con freno
- Base robusta in fibra di vetro e asta cromata

Lampade medicali a LED ad alta tecnologia per esami e procedure medicali.

- tecnologia LED ad alte prestazioni, 6.500 °K
- durata della lampada fino a 50.000 ore
- generazione di calore e perdita di energia notevolmente inferiori
- dispositivo di messa a fuoco nella parte anteriore della testata della lampada
- il lungo braccio molto flessibile può essere piegato in ogni direzione
- semplice da usare e maneggiare con reostato per la regolazione continua della intensità della luce.

Manuale in: GB, FR, IT, ES, DE, RU.
Produzione tedesca.

Caratteristiche tecniche:

- Distanza: 1000 mm - 800 mm - 600 mm - 400 mm - 200 mm
- Lux max: 15.000 - 20.000 - 30.000 - 45.000 - 55.000
- Cerchio di luce max Ø: 340 mm - 270 mm - 215 mm - 155 mm - 90 mm
- Cerchio di luce min Ø: 40 mm - 35 mm - 30 mm - 25 mm - 20 mm
- Voltaggio: 100-240V, 50-60 Hz