



GIMA

LAMPADA HYRIDIA A 7 LED con braccio flessibile - su carrello

Codice: 49040

Categoria: Lampade diagnostiche

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: I



EAN13: 8023279490404

Descrizione: LAMPADA HYRIDIA A 7 LED - con braccio flessibile - su carrello

Lampade a 7 LED 10W per operazioni medicali, su carrello con braccio morbido flessibile o braccio metallico a pantografo.

Controllo digitale della luminosità.

Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR.

Impugnatura sulla testa.

Testa in metallo direzionabile per movimento più flessibile.

Braccio metallico flessibile, regolabile a 360°, lunghezza 76 cm.

Piantana larga staccabile con freno.

Caratteristiche tecniche:

- Consumo: 10 W
- Temperatura di colore: 4.800-5.500 °K
- Ø esterno del riflettore: 89 mm
- Indice di resa cromatica (IRC): 75 Ra
- Tensione di funzionamento: 110-265 V, 50/60 Hz
- Intensità luminosa e Ø campo luminoso:
 - illuminazione 78,000 lux / Ø 9 cm / distanza 30 cm
 - illuminazione 65,000 lux / Ø 12 cm / distanza 50 cm
 - illuminazione 22,000 lux / Ø 18 cm / distanza 100 cm