

COD.1014






Legno Max

Lettino professionale a 2 sezioni

- Schienale regolabile con cremagliera in legno in tre posizioni
- Struttura in legno massello di faggio
- Verniciatura con prodotti all'acqua
- Portata massima fino a 250 kg



Disegno tecnico





46


Larghezza Cuscino




Densità Cuscino



Poggiatesta



V Con foro viso



S Senza foro viso

Optional



P Portarotolo




R Ripiano portaoggetti


Colori rivestimento e tipo di legno disponibili a pag. 60

47

Colori rivestimento disponibili



VTientrnei cdiaetl ulerag nToelaio



BALACON
dilasnc9a0to1 6
erole



WGriogio
RAELN 970e35




BRaeAgrg
opi sL 9io ae cri0oe05

Tinte del legno



Laccato
bianco



Wengè



Faggio

60