

NICO

Lettino professionale a 2 sezioni

- Testata regolabile con pistone a gas da -40° a +70° •
- Motore Linak® da 8000N • Portata massima fino a 200kg •
- Piedini regolabili con antiscivolo • Verniciatura a polvere epossidica • Rivestimento in skai ignifugo Classe 1IM •
- Dispositivo medico CE




Codice lettino presentato 4020A1VCKP
Colore rivestimento #6985

Disegno tecnico



10


Larghezza Cuscino



Densità Cuscino



Poggiatesta



Regolazione Altezza



Optional



Colori rivestimento e verniciatura telaio disponibili a pag. 60

11

Colori rivestimento disponibili



Verniciatura Telaio



Tinte del legno

