

COD. 4021FL

CE

MADE IN ITALY


GARANZIA

FINO A 10 ANNI

WEMBLEYM FL


Lettino professionale a 3 sezioni

- Posizione poltrona
- Posizione Trendelenburg
- Posizione flessione lombare
- Testata regolabile con pistone a gas da -40° a + 70°
- Sezione centrale regolabile con motore elettrico da 3500N
- Sezione gambe regolabile con pistone a gas da 0° a +85°
- Motore Linak® da 8000N
- Portata massima fino a 200kg
- Piedini regolabili con antiscivolo
- Verniciatura a polvere epossidica
- Rivestimento in skai ignifugo
- Classe 1IM
- Dispositivo medico CE




Codice lettino presentato 4021FLA1VCKP
Colore rivestimento #8051

Disegno tecnico



20


Larghezza Cuscino



Densità Cuscino



Poggiatesta



Regolazione Altezza



Optional



Colori rivestimento e verniciatura telaio disponibili a pag. 60

21

Colori rivestimento disponibili



Verniciatura Telaio



Tinte del legno

