



GIMA

NUOVO MONITOR PAZIENTE CMS 8000

Codice: 35152

Categoria: Monitor Vital Sign

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: II B

NSIS: 2331281

CND: Z1203020202

EAN13: 06945040100034



Descrizione: NUOVO MONITOR PAZIENTE CMS 8000: ECG, RESP, SpO2, PR, NIBP, DOPPIO CANALE TEMP

- display LCD a colori, 12,1" TFT
- interfaccia multilingua (GB, IT, FR, DE, ES, PT, NL, CZ, TR, RO, RU)
- modalità di misurazione adulti/bambini/neonati
- visualizzazione del tracciato sincrona in 8 canali
- visualizzazione simultanea 7 derivazioni ECG
- anti movimento e tecnologia digitale anti interferenza luce ambientale SpO2
- Batteria al litio ricaricabile inclusa AC/DC
- modalità di misurazione NIBP manuale/automatica/continua
- interfaccia standard/OXY - graph/Trend-graph/caratteri grandi e vista letto

Dimensioni: 314x145x264 mm

Peso: 3 kg

Caratteristiche tecniche:

- ECG
5 derivazioni, doppio canale,
3 derivazioni, singolo canale
Velocità scansione: 12,5 mm/s 50mm/s
ST monitoraggio segmento
Misurazione e intervallo allarme: -2.0 mV
- RESP
Metodo: R-F (RA-LL) impedenza
Misurazione e intervallo di allarme: 0-150 rpm
Allarme apnea: 10-40 sec
- NIBP
Metodo: oscillometrico
Modalità: manuale/automatica/continua
Intervallo di misurazione in modalità automatica:
1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480/960 min
Durata di misurazione in modalità continua: 5 min
Allarme di misurazione: 10-270 mmHg
- SpO2
Intervallo di misurazione e allarme: 0-100 %



GIMA

Accuratezza di misurazione: 70-100% $\pm 2\%$

• PR

Intervallo di misurazione e allarme: 30-250 bpm

• TEMP

Canali: doppio canale

Intervallo di misurazione e allarme: 0-50 °C

Alimentazione: 110-240 V - 50/60 Hz

Classificazione di sicurezza: Classe I tipo CF

Protezione contro interferenze da defibrillazione

Dotazione standard:

- Sonda SpO2 adulti
- Bracciale NIBP adulti
- Tubo estendibile NIBP
- Sonda di temperatura - pelle
- Cavo di alimentazione
- Manuale (GB, IT)
- Elettrodi ECG
- Batteria al litio ricaricabile