



GIMA

PULSOXIMETRO OXY-110

Codice: 34341
Categoria: Pulsossimetri
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: II A
NSIS: 1698835
CND: Z1203020408
EAN13: 8023279343410



Descrizione: PULSOXIMETRO OXY 110

- display TFT autorotante da 3,5" per SpO₂, PI, plestimogramma, PR, e temperatura (necessita 35170)
- tecnologia brevettata MoveOxy TM SpO₂, con rimozione dell'artefatto e protezione contro il movimento
- varia scelta di sonde SpO₂, per adulti, bambini e neonati
- batterie al litio (pile allo ione litio) integrate che consentono più di 20 ore di monitoraggio continuo
- limite di allarme, livello di tono passo, tono dei tasti e luminosità regolabili
- più di 1.000 ore di SpO₂ di archiviazione
- opzionale termometro auricolare a infrarossi

Fornito con sonda per adulti, base per ricarica, cavo USB.

Scatola e manuale multilingua: GB, FR, IT, ES.

Caratteristiche tecniche:

Tecnica: LED a due lunghezze d'onda
Campo saturazione di ossigeno: da 30 a 100% $\pm$ 3%
Campo pulsazioni: da 30 battiti per minuto a 250 battiti per minuto $\pm$ 3%
Campo indice perfusione (PI): da 0,2 a 20%
Schermo: TFT da 3,5"
Archivio dati: più di 1.000 ore
Modalità di misurazione: continua o saltuaria
Alimentazione: batterie litio
Carica: supporto per ricarica o cavo USB
Dimensione: 158 x 75 x 25 mm - 240 g
Caricamento dati: cavo USB o wireless