



# GIMA

## PULSOSSIMETRO VETERINARIO OXY-50 con software

**Codice:** 80800

**Categoria:** Ossimetri, EtCO2 veterinaria

**Unità di vendita:** 1 pz.

**Quantitativi minimi:** 1

**Dispositivo:** Non dispositivo medico



**EAN13:** 8023279808001

**Descrizione:** PULSOXIMETRO VETERINARIO OXY-50 - con software

Pulsoximetro veterinario portatile con display a colori per controlli di routine e per un monitoraggio continuo.

- display: TFTY 1,77" a colori
- risoluzione: 160x128
- visualizzazione forma d'onda pulsazioni
- allarme acustico, tono pulsazioni
- registrazione dati fino a 24 ore
- valori massimi e minimi allarme regolabili
- software PC per trasferimento dati in tempo reale.

Fornito con sensore veterinario, 2 batterie AA, cavo USB, software PC (GB, FR, IT, ES, DE, RU, PL) e manuale d'uso (GB, FR, IT, ES)

**Caratteristiche tecniche:**

**Pulsazioni**

Intervallo misurazione: 30 ~ 250 bpm (risoluzione 1 bpm)

Accuratezza:  $\pm 2$  bpm o  $\pm 2\%$

Media pulsazioni: media mobile delle pulsazioni ogni 4 battiti cardiaci. Deviazione tra valore medio e valore reale non superiore a 1%

Intervallo intensità pulsaz.: Visualizzazione grafico a barre continuo, la parte superiore del display indica la pulsazione più forte

**Dispositivo**

Alimentazione: 3V CC, < 100 MA

Batteria: 2 batterie a secco AA

Sensore ossimetro: lunghezza d'onda: 660 - 905 nm

Dimensioni - peso: 110x60xh 23 mm - 120g (con batterie)

Sicurezza: Tipo BF

**SpO2**

Intervallo misurazione: 0~100% (risoluzione 1%)

Accuratezza: 70~100%:  $\pm 2\%$

Media valori: Calcolo della media ogni 4 misurazioni. Deviazione tra valore medio e valore reale non superiore a 1%