

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 04 – 05.09.2019	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

RP734	Deambulatore pieghevole con ruote
<i>Destinazione d'uso</i>	
Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.	
Caratteristiche principali	
Deambulatore pieghevole costruito in alluminio anodizzato leggero con manopole anatomiche, puntali in gomma antiscivolo. Regolabile in altezza ogni 2.5 cm da 82 a 99 cm. Versione con 2 ruote piroettanti.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31119
Codice di classificazione CND	Y120606
Repertorio dei Dispositivi Medici	499279
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.06.003
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.06.003
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	130 kg
Altezza degli incrementi	2,5 Cm
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Tubo	Alluminio Diametro 22 mm
Impugnatura	Polipropilene
Puntali	Gomma Antiscivolo
PESO E DIMENSIONI	
Peso	2600 g.
Altezza	82 – 99 cm Regolabile
Base Trapezoidale	60 x 51 x 63 Cm