



GIMA

PULSOXIMETRO OXY-10

Codice: 35095
Categoria: Pulsoximetri da dito
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: II A
NSIS: 1844281
CND: Z1203020408
EAN13: 8023279350951



Descrizione: Pulsoximetro professionale per misurare la frequenza delle pulsazioni e la saturazione di ossigeno (SpO2) tramite il dito del paziente (adulto, bambino, neonato)
- tecnologia Bluetooth wireless con trasmissione dei dati verso il PC con sistema Windows (XP e Seven) e Android (necessita App). Software per gestione dati
- sonde SpO2 pediatriche esterne disponibili in 4 misure per uso su bambini e neonati
- ampio schermo a colori OLED
- parametri: SpO2, Frequenza cardiaca, PI e curva pletismografica
- accuratezza dalle prime letture in pochi secondi
- grande stabilità contro i movimenti durante la misurazione
- allarmi visivi e sonori (impostabili dall'utente)
- lettura display orientabile in 4 direzioni
- manuale in 9 lingue (GB, FR, IT, DE, ES, GR, PT, PL, AR)
Fornito in una borsa di nylon con batterie.
Protocolli di comunicazione disponibili su richiesta.

Caratteristiche tecniche:

- **Pulsazioni:**
 - range: 30-240 bpm
 - accuratezza: ± 2 bpm or 2%
- **SpO2:**
 - range: 70%-100%
 - accuratezza: ± 3 %
- **Indice di perfusione:** 0.2-20%
- **Allarme:** SpO2: 85-99%
- **Pulsazioni:**
 - alte 100-240 bpm
 - basse 30-60 bpm
- **Alimentazione:** 2 pile alcaline LR03 (AAA) 3.0 VDC
- **Dimensioni:** 60 x 33 x 30 mm
- **Peso:** 35 g