



GIMA

DIATERMO 80D - monopolare 80 Watt

Codice:	30626
Categoria:	Elettrobisturi monopolari
Unità di vendita:	1 pz.
Quantitativi minimi:	1
Dispositivo:	Dispositivo medico
Classe:	II B
NSIS:	510586
CND:	Z12010902
EAN13:	8023279306262



Descrizione: DIATERMO 80 - monopolare - 80 W

Elettrobisturi elettronico a radiofrequenza adatto per piccola chirurgia monopolare.

Il DIATERMO 80 permette di effettuare taglio puro (CUT), taglio coagulato (BLEND), coagulazione (COAG), e micro coagulazione (MICRO).

La sorveglianza mediante microcontrollore delle funzioni operative e la lettura digitale della potenza erogata assicurano l'assoluta affidabilità delle condizioni di lavoro.

Per una chirurgia altamente professionale grazie alle soluzioni ergonomiche e di sicurezza adottate e alla stabilità delle prestazioni.

Caratteristiche tecniche:

- Potenza max CUT: 80 W - 400 Ohm
- Potenza max BLEND: 60 W - 400 Ohm
- Potenza max COAG: 50 W - 400 Ohm
- Potenza max MICRO: 20 W - 600 Ohm
- Frequenza di lavoro: 700 kHz
- Elettrodo neutro: F
- Alimentazione selezionabile: 115 - 230 Vac
- Frequenza di rete: 50 - 60 Hz
- Potenza max assorbita: 230 VA
- Dimensioni L x A x P mm: 190 x 85 x 239
- Peso 2,5 kg
- Controlli: Controllo circuito placca/paziente, controllo della potenza emessa, autodiagnosi
- Sicurezza: EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2
- Classificazione elettrica: I CF
- MDD 93/42/EC Classe: II b

Dotazione standard:

- Manipolo monouso senza pulsanti
- Pedale standard stagno (30577)
- Placca piatta con cavo 30564
- Kit di 6 elettrodi autoclavabili, Ø 2,4 mm, lunghezza 5 cm (30501/2/4/7/9/10)
- Cavo alimentazione 2 m - spina schuko
- Manuale d'uso: GB, IT, disponibile su richiesta in FR, ES