



GIMA

KIT INTUBAZIONE - completo

Codice: 34152

Categoria: Kit (zaini, borse, cassette) emergenza

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Kit di prodotti medicali



EAN13: 8023279341522

Descrizione: KIT INTUBAZIONE - completo

Borsa in nylon in 2 sezioni con due tasche zip, e 9 elastici di varie misure per reggere gli strumenti.

Realizzata in poliestere 600D impermeabile ed antigraffio.

Colore blu.

Misure: 32 x 22,5 x h 7,5 cm

Dotazione standard:

- 3 Lame laringoscopio Mc Intosh (1, 2, 3)
- 1 Manico laringoscopio
- 1 Pinza di Magill
- 1 Pinza tiralingua
- 3 Cannule di Guedel 0/2/4
- 1 Apribocca in plastica
- 1 Forbici 14.5 cm