

Matrix IME

Kit intubazione professionale semirigido completo



Spencer, leader nella produzione di kit di rianimazione, conosce la necessità di proteggere adeguatamente tutti i presidi che compongono i kit e ha scelto per il Matrix IME materiali innovativi con elevate prestazioni, come l'EVA.

E' un materiale che conferisce al prodotto una qualità di alto livello: bassissimo livello di stress, elasticità senza deformazione permanente anche se sottoposto a sforzi elevati, una memoria elastica che fa tornare il prodotto sempre allo stato iniziale, ottima resistenza ai raggi UV e agli agenti chimici, eccellenti caratteristiche elettrostatiche. Soluzioni tecnico-estetiche che contribuiscono all'efficacia del Vostro soccorso.

Matrix IME contiene

- un manico luce convenzionale adulto
- tre lame Macintosh
- tre lame Miller
- quattro tubi endotracheali
- un mandrino intubazione
- tre cannule nasofaringee DGX 550
- sei cannule orofaringee Guedel
- una pinza Magill adulto
- una pinza Magill pediatrica
- due siringhe
- un apribocca Moulder
- un rocchetto cerotto
- forbici Universal

Disponibile anche nella versione a fibre ottiche.

Dati tecnici :

Lunghezza 345 mm

Larghezza 2 mm

Altezza 300 mm

Cod.DG80008