

Scheda tecnica

MEDITECAR -CREMA PER DIATERMIA

Prodotta per conto di: **MEDIEL srl**

DESCRIZIONE: Crema densa che favorisce lo scorrimento e quindi riduce l'impedenza tra le sonde e la pelle del paziente. Grazie a queste sue caratteristiche, può essere utilizzata anche come crema per l'applicazione di massaggi manuali.

MODO D'USO: Applicare la crema sulla zona da trattare e sull'elettrodo per eliminare qualsiasi resistenza tra l'elettrodo e la pelle.

CARATTERISTICHE	EMULSIONE
COLORE	BIANCO
ODORE	CARATTERISTICO
pH	6,0 ± 0,5
CARICA BATTERICA TOTALE	≤ 100 ufc/g
LIEVITI E MUFFE	
Lieviti < 10 ufc/g	
Muffe < 10 ufc/g	
PATOGENI	
C. albicans: assente/g	
P. aeruginosa: assente/g	
S. aureus: assente/g	
E. coli: assente/g	

INGREDIENTS: Aqua, Cetearyl Alcohol, Ethylhexyl Stearate, Sorbitol, Cera Alba, Glyceryl Stearate SE, Stearic Acid, Polysorbate 20, Benzyl Alcohol, Phenoxyethanol, Sodium Dehydroacetate, Disodium EDTA, Lactic Acid, BHT

SENZA PETROLATI, SILICONI E PARABENI

PRECAUZIONI D'USO:

Uso esterno.

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.

Tenere lontano da fonti di luce e calore.

Evitare il contatto con la mucosa oculare.

Non utilizzare in caso di ipersensibilità individuale ad uno o più componenti del prodotto.

Applicare esclusivamente su cute integra.

In caso di reazioni locali o sistemiche sospendere l'utilizzo.

Non ingerire.

Chiudere il contenitore dopo l'uso.

FORMATI:

1000 ml – COD.25525 – Barattolo 1000 ml con tappo e dispenser

PAO 12M

