



GIMA

OTOSCOPIO A FIBRE OTTICHE GIMALUX - nero

Codice: 31520

Categoria: Otoscopi GIMA

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: I

NSIS: 1860067

CND: Z12149006

EAN13: 8023279315202



Descrizione: Otoscopio professionale in plastica, leggero e resistente, dotato di sistema di illuminazione alogeno a fibre ottiche. Fornito di lente di ingrandimento 3x mobile ed uscita per test pneumatico della membrana timpanica. Confezionato in astuccio nylon e scatoletta in cartone con 7 speculum monouso Ø 2.5 e 4 mm. Senza lattice.