



GIMA

OTOSCOPIO SIGMA C LED - nero - in bustina

Codice: 31591
Categoria: Otoscopi GIMA
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: I
NSIS: 469880
CND: Z12149006
EAN13: 8023279315912



Descrizione: OTOSCOPIO SIGMA-C LED - nero - in bustina

- in plastica rinforzata leggera e resistente agli urti e in acciaio inox altamente resistente alla corrosione per la finitura esterna
- finestra girevole con lente di ingrandimento 3X per ottenere immagini nitide e riflesso minimo
- porta opzionale di insufflazione per esame pneumatico della mobilità della membrana timpanica (occorrono codici 31532 e 31483)
- compatibile con speculum Gima 31485-8, 31491-2, 31495-9
- 50.000 ore di vita utile
- luce super brillante 7.500 LUX
- durata estesa della batteria di 50 ore
- temperatura di colore 4.300 K, CRI>95 garantisce colori reali