



GIMA

MONITOR MULTIPARAMETRI PC-300 - SpO2, NIBP, TEMP, PL

Codice: 35162

Categoria: Monitor Vital Sign

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: II A

NSIS: 1316220

CND: Z1203020202

EAN13: 8023279351620



Descrizione: Il monitor portatile PC-300 misura SpO2, frequenza del polso, NIBP e la temperatura.

Indicato per uso domiciliare ed ospedaliero.

Dotato di tecnologia Bluetooth e interfaccia USB, consente di trasferire i dati su PC, tablet e smartphone (Android e iOS).

- fino a 6.000 registrazioni di pressione fino a 100 diversi pazienti (ogni utente può registrare 999 misurazioni)
- sonda auricolare che misura la temperatura in 5 secondi
- trasferimento dati su PC/Smartphone tramite USB o Bluetooth
- bracciale NIBP pediatrico e sonda pediatrica SpO2 opzionali
- ECG e glucometro opzionali
- batteria al litio ricaricabile inclusa
- protocolli di comunicazione disponibili su richiesta

Dimensioni: 165 x 96 x 68 mm.

Caratteristiche tecniche:

- SpO2
 - Campo di misurazione: 35-100%
 - Accuratezza: $\pm 3\%$ (70-100%)
- Frequenza Polso
 - Campo di misurazione: 30-240 bpm
 - Accuratezza*: $\pm 2\%$ or ± 2 bpm (il valore più elevato)
 - *Valore di deviazione della media quadratica in accordo con ISO 1919
- NIBP
 - Campo di pressione: 0-300 mmHg (0-39,9 kpa)
 - Accuratezza: ± 3 mmHg
 - Campo di misurazione pressione sistolica: 60-240 mmHg
 - Campo di misurazione pressione diastolica: 30-180 mmHg
- TEMP
 - Campo di misurazione: 32-43,0°C
 - Accuratezza: $\pm 0,2^\circ\text{C}$ (35-42°C) - $\pm 0,3^\circ\text{C}$ (altro)
 - Tempo di misurazione: < 5 s



GIMA

- ECG (Opzionale)
- Campo di misurazione frequenza cardiaca: 30-240 bpm
- Accuratezza frequenza cardiaca: ± 2 bpm o $\pm 2\%$ la misura più elevata
- Schermata display: 5,0 mm/mV $\pm 10\%$
- Rapporto di reiezione di modo comune (CMRR): ≈ 60 dB

- Glucosio nel sangue (Opzionale)
- Campo di misurazione: da 20 a 600 mg/DL SEE

- Alimentazione
- Batteria: 3,7 V batteria Li-ion inclusa
- Tensione di esercizio: 3,6-4,2 VDC
- Corrente di esercizio: ≈ 800 mA
- Caricatore: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 5 VDC o US

Dotazione standard:

- Sonda SpO2 per adulti
- Bracciale per adulti
- Termometro auricolare (coprisonda non inclusi)
- Batteria al litio con caricatore
- Borsa trasportabile
- Manuale d'uso: GB, FR, IT, ES