



GIMA

BARELLA A SEDIA PORTANTINA - 2 ruote

Codice: 34060

Categoria: Sedie portantine ed evacuazione

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: I

NSIS: 2299193

CND: V0899

EAN13: 8023279340600



Descrizione: Particolarmente adatte per il trasporto dei pazienti nei posti più disagiati come scale, corridoi, ascensori e dove lo spazio è limitato.

Costruite in alluminio leggero con telo in nylon arancione impermeabile.

Dotate di 2 ruote posteriori fisse Ø 12 cm, 2 maniglie posteriori e 4 maniglie anteriori, 2 regolabili 30 cm.

Facilitano il trasporto su terreni lisci.

2 cinture a sgancio rapido immobilizzano il paziente durante il trasporto. Bloccaggio di sicurezza automatico.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni da piegata: 91 x 52 x 19,5 cm
- Misura aperta: 91 x 52 x 71 cm
- Dimensione sedia:
 - altezza schienale: 91 cm - larghezza: 52 cm
 - altezza seduta: 48 cm - larghezza: 52 cm
- Capacità: 150 kg
- Peso: 8,5 kg