



GIMA

BILANCIA SOEHNLE DIGITALE 7830

Codice: 27275

Categoria: Bilance a colonna digitali

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Non dispositivo medico



EAN13: 4006484781059

Descrizione: SOEHNLE 7830

Nuova gamma di bilance professionali Soehnle, dal design moderno ed accattivante con indicatore digitale in vetro.

Il display si attiva automaticamente appena si sale sulla bilancia, mostrando il peso con numeri in rosso retroilluminati.

Adatta per l'uso in istituzioni sanitarie, aree benessere e farmacie.

Principali funzioni:

- indicazione di peso
- facile da usare, tasto per tara sul retro del display
- indicatore in vetro (spessore vetro 8 mm)
- display LED: 5 cifre, altezza: 15 mm

Manuale d'uso in DE, GB, FR, ES, IT, NL, DK, FI, SE, NO, GR, TR, CZ, SK, PL, RU.

Caratteristiche tecniche:

- Portata: 250 kg
- Precisione: 100 g
- Dimensioni: 365 x 490 x 890 mm
- Peso: 14,1 kg
- Alimentazione: 230 V - 50-60 Hz (disponibile su richiesta 110V)