

Defibrillatore Didattico Universale XFT-120C+ AED Trainer PRO



Codice prodotto: **XF-AEDPRO**



INFO PRODOTTO

Defibrillatore didattico universale XFT-120C+ AED Trainer PRO

Presentazione:

Con oltre 10000 unità vendute negli ultimi 10 anni, XFT-120C+ AED Trainer PRO è indiscutibilmente **il defibrillatore didattico più venduto in Italia** per la formazione all'utilizzo del Defibrillatore DAE durante i Corsi BLSD.

XFT-120C+ AED Trainer Pro è l'unico dispositivo di addestramento con **design universale** che permette una formazione efficace e realistica all'utilizzo di qualsiasi modello di defibrillatore in commercio. E' dotato di **elettrodi e cavi di collegamento indipendenti**, e questo permette di ridurre notevolmente il costo di sostituzione dei consumabili, consentendo all'utilizzatore di acquistare solo il componente che si è realmente deteriorato a causa dell'utilizzo. AED Trainer Pro è utilizzabile con **elettrodi addestrativi disponibili sia in versione per adulti che pediatrica**, che sono riutilizzabili più volte grazie all'ottimo sistema adesivo ed alle pellicole di protezione che conservano l'aderenza

delle piastre durante i periodi di inutilizzo.

AED Trainer Pro è **alimentato da 3 comuni pile stilo AA** che consentono molte ore di utilizzo e una agevole ed economica sostituzione. Inoltre, l'alimentatore di rete fornito in dotazione permette di supplire ad un' imprevista condizione di batterie scariche. XFT-120C+ è dotato di **comodo telecomando** che permette all'istruttore una gestione migliore del dispositivo con la presenza anche di ben **10 scenari formativi**, ulteriormente modificabili grazie ai tasti funzione che consentono di variare l'esito dell'analisi del ritmo e di simulare eventi accidentali come il malfunzionamento del dispositivo, lo stato di batteria scarica, la presenza di un artefatto di movimento, l'errato posizionamento degli elettrodi sul torace del paziente.

AED Trainer Pro è fornito completo di **comoda borsa di trasporto rigida in EVA** con rivestimento interno in gomma piuma sagomata, che permette di contenere sia l'unità addestrativa che tutti gli accessori offrendo inoltre il massimo realismo durante le simulazioni. Grazie alla **Plug-In Card già presente all'interno del dispositivo**, è possibile aggiornare facilmente l'unità nel caso di modifica delle Linee Guida Internazionali e al tempo stesso di disporre di messaggi vocali bi-lingua, selezionabili attraverso l'apposito tasto funzione. Estremamente **piccolo e leggero**, pur garantendo il massimo realismo: può essere riposto agevolmente anche all'interno della borsa di trasporto del manichino addestrativo abitualmente utilizzato per le esercitazioni e questo agevola notevolmente gli istruttori che effettuano frequentemente corsi di formazione al di fuori della sede del proprio centro di formazione.

A chi si rivolge:

- Centri di Formazione
- Istruttori di Primo Soccorso
- Ospedali e Università
- Medici del Lavoro
- Associazioni No Profit
- Scuole

Punti di Forza:

- Piccolo, portatile, universale
- Dotazione di serie completa di tutto
- **Il più basso costo di acquisto e di utilizzo** disponibili sul mercato: XFT-120C+ AED Trainer PRO costa **meno del 50%** di qualsiasi altro defibrillatore didattico presente sul mercato e i **suoi consumabili costano un decimo** di qualsiasi altro AED Trainer presente sul mercato.
- La nuova **custodia rigida in EVA** con rivestimento interno in gomma piuma sagomata offre massimo realismo durante le simulazioni e ottima protezione durante il trasporto. E' dotata di scomparti interni, chiusura con zip, maniglia di trasporto e di un utile targhetta di identificazione personalizzabile

- Possibilità di **impostare il ritmo del metronomo** di supporto alla RCP a 100 oppure 110 oppure 120 bpm
- Possibilità di scegliere tra **ciclo di RCP standard** (solo indicazione visiva e sonora di supporto alle compressioni) **oppure avanzato** (30 indicazioni di compressione e 2 indicazioni di ventilazione con un suono più lungo)
- Possibilità di **interrompere il ciclo di RCP** in qualsiasi momento e tornare alla fase di analisi del ritmo cardiaco
- Possibilità di impostare il **metronomo luminoso e sonoro oppure solo luminoso**

Caratteristiche:

- **Conforme alle Nuove Linee Guida AHA/ERC 2019**
- Disponibilità di ben **10 scenari di simulazione pre-impostati**
- **Comandi vocali chiari e dettagliati** in lingua italiana e inglese (con selettore di modalità)
- **Metronomo luminoso e sonoro** di supporto alla RCP con frequenza 100 bpm (AHA/ERC 2019)
- Simulazione sia della funzionalità con **Elettrodi Pre-Connessi che con inserimento del connettore** dopo il posizionamento degli Elettrodi sul manichino (selezionabile con tasto dedicato sul telecomando)
- Simulazione sia della funzionalità **DAE Semi-Automatico che DAE Full Automatico** (selezionabile con tasto dedicato SF sul telecomando)
- **Alimentabile sia a batteria che con alimentatore** di rete (fornito in dotazione)
- **Elettrodi disponibili in formato adulti e pediatrici**, con sistema di connessione separato.
- **Uscita audio per casse o cuffie**, ideale per mass training o simulazioni all'aperto
- **Telecomando ad infrarossi** per la gestione dei 10 scenari pre-impostati + eventi accidentali (batteria scarica, malfunzionamento unità, artefatti di movimento, errato posizionamento elettrodi, etc.)
- **Possibilità di aggiornamento** della lingue e dei protocolli di RCP mediante la sostituzione della sola Plug-In Card
- Certificazione CE e EN61000-6-3, EN61000-6-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Dimensioni e Peso:

- Dimensioni: 190 x 150 x 46 mm
- Peso: circa 500 gr

Contenuto della confezione:

- Unità didattica XFT-120C+ AED Trainer PRO completa di Plug-In Card preinstallata (italiano/inglese - 10 scenari - metronomo luminoso e sonoro)
- Telecomando
- Custodia rigida EVA BAG con rivestimento interno in espanso
- 3 coppie di elettrodi per adulti

- 2 coppie di elettrodi pediatrici
- 1 coppia di cavi di collegamento elettrodi per adulti (connettore giallo)
- 1 coppia di cavi di collegamento elettrodi pediatrici (connettore rosa)
- Alimentatore di rete
- Manuale d'uso in italiano