

C201

III CE CE MDD
0476 0474

Pesapersona a stadera professionale

- Struttura solida e stabile
- Lettura del peso stampata su entrambi i lati
- Non richiede alimentazione o batterie

CND: V0399 - Repertorio: 314195

Funzioni

Peso, misura dell'altezza, regolazione dello zero

Struttura

Struttura in metallo verniciato con leve in ghisa collegate a tirante ad asta con sistema di pesatura a equilibrio non automatico. Lettura facilitata con indicatore del peso

Omologazioni

Direttiva metrica NAWI 90/384-2014/31/UE
Classe di precisione III secondo la norma EN45501
Dispositivi medici MDD 93/42/CEE
Classe di rischio Im con funzione di misura

Packaging

1 pcs dimensioni W525 x L1500 x H170 mm
Peso netto 15kg. Peso lordo 17,5kg



Supporto in metallo per aiutare a mantenersi in posizione eretta



Statimetro per misurare altezza incluso



Ruote per semplice trasporto



Blocco asta del peso

Modello	Codice	Portata	Divisione	Piano Pesata mm
C201	00008	200kg	100g	W275 x L375

Accessori inclusi: statimetro telescopico 60-212cm, piedini regolabili, ruote trasporto, garanzia 1 anno

Optional	Codice	Servizi Optional	Codice
Supporto posizione eretta	00008S	Omologazione	AOMOL
		Certificato di taratura con pesi Accredia	ACOSITMD
		Certificato di taratura LAT Accredia	
		Estensione Garanzia 5 anni	AGAES