



RM700

Pesapersone elettronica Baby&Mama

Funzioni

Peso, funzione Mother/Child, azzeramento automatico, unità di misura (kg/lb)

Struttura


Piano di pesatura XL in ABS

Alimentazione

Batterie AA (non incluse)

Packaging

1 pcs dimensioni
W480 x L390 x H60 mm
Peso netto 3,5kg.
Peso lordo 4kg



Peso Mamma



Peso Baby

Modello	RM700
Codice	00077
Portata	100/250kg
Divisione	100/200g
Piano Pesata mm	W415 x L370

Accessori inclusi: 4 piedini in gomma, garanzia 1 anni

Optional	Codice
HR1 Statimetro portatile 15-210cm	00051B
Borsa a tracolla trasporto	00157C
Certificato di taratura con pesi Accredia	ACOSIT



BABYJOY

Pesaneonati elettronica

Funzioni

Peso, tara, blocco del peso, memoria e calcolo differenza, calibrazione esterna, azzeramento automatico, autoOff programmabile

Struttura

ABS con tasti meccanici in rilievo

Alimentazione

Alimentatore o 1 batteria PP3

Packaging

1 pcs dimensioni W320 x L330 x H550 mm
Peso 4,9kg

Modello	BabyJoy
Codice	00484
Portata	20kg
Divisione	5-10g
Piano Pesata mm	W305 x L520

Accessori inclusi: alimentatore

Optional	Codice
WH80 Statimetro 35-80cm	00060M
Borsa universale trasporto	00157A