

ULTRASOUNDVET 200

UTRASUONOTERAPIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display

Dimensione 2.6", retroilluminato

Uscite

1 con manipolo di Ø mm 42

Frequenza

1MHz

Potenza

1,4W/cm², ±20%

Duty Cycle

Da 10% a 100% a step di 10%

Emissione

Continua e pulsata

Modalità

A contatto diretto e a immersione

Alimentazione

- Rete
- Pacco batteria (opzionale)

Dimensioni


mm 100x160x35

Peso

gr 440

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Dispositivo ULTRASOUNDVET 200
- 1 Manipolo Ø mm 42 - IP 68
- 1 Confezione di gel da 260 ml
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo
- 1 Guida di utilizzo



CE



PROGRAMMABILE



PACCO BATTERIA (opzionale)



ALIMENTAZIONE A RETE

ULTRASOUNDVET 200

UTRASUONOTERAPIA

Rev. It_09_2019

ELENCO PROGRAMMI

CANE (di peso superiore a 15 kg)

Contrattura muscolare arti posteriori

Osteoartrite cronica

Aderenze cicatriziali

CAVALLO

Tendinite profonda fase 1

Tendinite profonda fase 2

Contrattura muscolare