



SMARTY[®] SAVER

ALLA PORTATA DI TUTTI!

Smarty Saver è il DAE
affidabile, semplice e di
facile utilizzo per chiunque!



Rivenditore Autorizzato



DEFIBRILLATORE

Modello:	Codice SM1-B1001: Semiautomatico Codice SM2-B1002: Automatico 200J (nominale)
Energia massima:	Bifasica troncata esponenziale (BTE)
Forma d'onda:	adattiva automaticamente in funzione dell'impedenza del paziente
Protocollo di scarica:	Adulto: incrementale prima scarica 150J – successive 200J Pediatrico: fisso 50J
Tempo di caricamento dall'avviso di shock*:	IEC60601-2-4: ≤ 9 sec con shock a 150J ≤ 12 sec con shock a 200J IEC60601-2-4:
Tempo di caricamento dall'inizio dell'analisi*:	≤ 13 sec con shock a 150J ≤ 16 sec con shock a 200J IEC/EN 60601-2-4 da 4 a 15 secondi
Tempo di analisi:	20-200 Ohms 97% (IEC/EN 60601-2-4)
Intervallo Impedenza:	99% (IEC/EN 60601-2-4)
Sensibilità:	4 pulsanti: ON/OFF, shock,
Specificità:	selettore paziente (adulto/pediatrico)
Comandi:	3 pulsanti: ON/OFF, selettore paziente (adulto/pediatrico)
Mod. semiautomatico	- Stato del dispositivo: 2 LED rosso/ verde
Mod. automatico	- Posizionamento delle PADS: 2 LED rossi - Non toccare il paziente: 2 LED rossi
Indicatori luminosi:	- Toccare il paziente: 1 LED verde - Paziente adulto: 1 LED verde - Paziente pediatrico 1 LED verde - Pulsante ON/OFF: 2 LED verdi - Pulsante shock: 8 LED rossi Tramite cavo USB Scheda di memoria esterna

Aggiornamento:

**su un paziente di 50 Ohm e con batteria nuova totalmente carica*

STRUTTURA

Dimensioni:	200x213x71mm (maniglia chiusa)
Peso:	257x213x71mm (maniglia aperta)

REGISTRAZIONE DATI

1,56 Kg (con batteria e PADS)
Memoria esterna opzionale: Micro uSD/SDHC fino a 32GB

Dati archiviati:	“AED1LOG.txt”: file di testo Report dettagliato delle attività di autotest e accensioni “AEDFILE.aed”: traccia ECG, eventi del soccorso, voci, audio ambientale Attraverso il software di gestione dati “Saver View Express”
Visualizzazione “AEDFILE.aed”:	



PADS di DEFIBRILLAZIONE

Tipo:	Codice SMT-C2001: monouso, universali, pregellate, preconnesse Codice SMT-C2002: monouso, universali, pregellate, preconnesse, Face-to-Face
Dimensioni:	Superficie totale 136 cm ² ; Superficie attiva 94cm ² ; lunghezza cavo 120cm (esterno all'imballaggio)
Shelf-life:	24-30 mesi, come riportato sulla confezione

BATTERIA

Tipo:	Codice SMT-C14031: Batteria monouso a 8 celle Li-MnO ₂ , 12VDC-3000mAh
Tensione/capacità:	Fino a 200 cicli di soccorso completi (shock a 200J + RCP); Fino a 36 ore continue di analisi ECG*
Autonomia:	Fino a 3 anni con un test di inserimento della batteria e autotest giornaliero senza alcuna accensione del DAE*
Stand by life:	

**prestazioni riferite a batterie nuove conservate alla temperatura di 20°C e a umidità relativa di 45%senza condensa*

SPECIFICHE AMBIENTALI

Temperatura operativa:	0°C a 45°C (32°F a 113°F)
Temperatura di stoccaggio e spedizione:	-40°C a 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità:	10% a 95%
Sigillatura (IP):	umidità relativa senza condensa
Resistenza meccanica:	IEC/EN 60529: classe IP56 IEC/EN 60601-1 clausola 21
Scariche elettrostatiche:	IEC/EN 61000-4-2
Com patibili tà Elettromagnetica:	IEC/EN 60601-1-2:2015 IEC/EN 60601-1; apparato alimentato internamente, Tipo BF
Pro tezione da defibrillazione:	Direttiva 93/42/CEE
Classificazione:	Amd 2007/47/CE: Classe IIb, Allegato IX Regola 9