



GIMA

RI-FORMER STAZIONE DIAGNOSTICA XENON 3,5 - Grande

Codice: 31805

Categoria: Stazione diagnostica da parete
Riester

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: I



EAN13: 4045396130791

Descrizione: STAZIONI DIAGNOSTICHE MODULARI - XENON - 100-240V, 50/60 HZ
• Stazione diagnostica Ri-Former 3,5 - grande (comprende modello 31800 + sfigmo)

RI-FORMER STAZIONE DIAGNOSTICA MODULARE

La stazione diagnostica modulare può essere costruita in base alle necessità dell'utente, potendo estendersi in lunghezza da entrambi i lati.

Il modulo base Ri-former® è disponibile con un manico e può essere completato con altri 4 manici.

- la lampadina Xenon o LED 3,5 V crea condizioni simili alla luce del giorno
- ottima efficienza elettronica grazie all'uso di un regolatore
- la tensione di uscita costante indipendentemente dalla rete elettrica prolunga la vita delle lampadine e garantisce l'intensità ottimale della luce
- accensione/spegnimento automatici quando si prelevano/ripongono gli strumenti (permette risparmio energetico e preserva le lampadine)
- manici antiscivolo con presa ergonomica e reostato: luminosità regolabile infinite volte e accensione/spegnimento manuali sul manico
- cavo a spirale fino a 3 metri

Made in Germany.