

TECA PER DEFIBRILLATORE CON PIANTANA DI SUPPORTO A PAVIMENTO

Codice DEF028

Codice PIA028

Versione con adesivo identificativo AED (incluso)

Dimensioni

DEF028 : 420x210x420 mm (PxLxH)

PIA028 : 420x210x1000 mm (PxLxH)

Peso

DEF028 : 7 kg

DEF028A : 7,5 kg

DEF028 TA : 9 kg

PIA028 : 11 kg

Colore

Bianco RAL9010 ca.

Codice DEF028A

Teca allarmata con timer e luce crepuscolare interna - 24 volt

Codice DEF028TA

Teca allarmata con illuminazione crepuscolare interna e con termoregolatore e ventilatore per l'estrazione dell'aria.

Caratteristiche tecniche

Teca da esterno ed interno per defibrillatore in lamiera di acciaio al carbonio elettrozincata; verniciatura poliestere a polvere, elevata resistenza agli agenti atmosferici, bordi arrotondati 1 porta a battente con chiusura magnetica e guarnizione. Dotato di vetro in plexiglas. Due robuste cerniere. Fori per applicazione a parete o totem.

Supporto a pavimento per la teca DEF028 adatto per applicazioni interne ed esterne. Completo di fori di fissaggio a pavimento e coperchio posteriore per il passaggio dei cavi.

DEF028

PIA028

