



GIMA

MULTITEST 7 DROGHE A BICCHIERINO -urine

Codice: 24545
Categoria: Test droghe
Unità di vendita: conf. 25 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: IVD - Uso Professionale



NSIS: 2368914
CND: W0102160511
EAN13: 6936983113175

Descrizione: TEST MULTIDROGHE "A BICCHIERINO" URINE - 7 DROGHE - conf. da 25

Test rapido per la rilevazione qualitativa simultanea di più droghe e metaboliti di droghe nell'urina umana.

Rileva le seguenti sostanze: (MTD/MDMA)
+<COC>+<AMP500>+<MET500>+<THC>+<MOP>.

- facile da utilizzare: non occorre maneggiare campioni d'urina, basta inserire la chiave per iniziare il test e ottenere i risultati in 5 min
- bicchierino urine sigillato: nessuna fuoriuscita di urina
- design speciale: il campione non contamina l'urina residua, che può essere spedita ad un laboratorio di analisi per ulteriori verifiche
- chiave di sicurezza separata: solo il tecnico di laboratorio può effettuare il test.

Uso professionale. Manuale d'uso: GB, FR, IT, ES, PT, DE.

Precisione: i risultati presentano un'accuratezza = 75% per un campione con cut-off $\pm 25\%$ e un'accuratezza pari al 100% nei valori negativi.

Il pannello del test è ben fissato al bicchierino, proteggendolo da contaminazione.

Durata di conservazione max 22 mesi.

DROGA / Cut off NG/ML / TEMPO RILEVAZIONE (L'utilizzo di droghe anteriore al tempo di rilevazione non viene misurato)

MOP: 300 / 5-7 giorni

COC: 300 / 2-5 giorni

THC: 50 -

AMP: 500 / 2-5 giorni

MDMA: 500 / 5-7 giorni

MTD: 300 / 5-7 giorni

MET: 500 / 3-5 giorni