



GIMA

CUP TEST DROGHE - 7 parametri per 24561

Codice: 24562

Categoria: Test droghe

Unità di vendita: conf. 25 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: IVD - Uso Professionale



NSIS: 2450845

CND: W0102090199

EAN13: 8023279245622

Descrizione: TEST MULTIDROGHE A BICCHIERINO - 7 droghe

- **MTD**
 - Cut off NG/ML: 300
 - Tempo rilevazione: 5-7 giorni
- **MDMA 500**
 - Cut off NG/ML: 500
 - Tempo rilevazione: 5-7 giorni
- **MET**
 - Cut off NG/ML: 500
 - Tempo rilevazione: 3-5 giorni
- **COC**
 - Cut off NG/ML: 300
 - Tempo rilevazione: 2-5 giorni
- **THC**
 - Cut off NG/ML: 50
 - Tempo rilevazione: -
- **AMP**
 - Cut off NG/ML: 500
 - Tempo rilevazione: 2-5 giorni
- **MOP**
 - Cut off NG/ML: 300
 - Tempo rilevazione: 5-7 giorni

S.V.T.: OX / S.G. / PH / NiT / Glut / CRE