

DATA DI STAMPA: Mercoledì, 26 Aprile 2023



► VAI ALLA SCHEDA ON-LINE www.chinesport.it/go/LV111/

LV111 VISIT 1 STANDARD

Lettino da visita e trattamenti per terapia fisica a una sezione mobile ed una sezione fissa. Testata con sistema di regolazione servoassistito da molla a gas, con funzione di schienale, regolabile in positivo e in negativo. La testata è dotata di foro naso-bocca con il tappo di serie. **La larghezza delle sezioni di 68 cm.** Regolazione dell'altezza idraulica o elettrica mediante pedaliera o barra perimetrale a bassa tensione (24V) da 47 a 97 cm.




200 KG



LV111 - LETTINO VISIT 1

Specifiche tecniche e dimensioni

Numero di sezioni :	2
Carico di lavoro max in sicurezza (standard) :	200 kg
Carico di lavoro max in sicurezza (extra) :	250 kg
Regolazione in altezza :	elettrica/idraulica
Altezza lettino minima/massima :	47-97 cm
Alimentazione a rete :	230V 50-60Hz / 24V 70VA
Spinta attuatore :	6000 N
Protezione IP :	54
Regolazione della testata :	con molla a gas
Inclinazione testata :	+70° -20°
Diametro ruote :	65 mm
Sistema di freno :	centralizzato
Classe di sicurezza rivestimento :	1 IM
Spessore imbottitura :	4 cm
Densità :	30 kg/m ³
Peso :	70 kg



Documentazione disponibile online

Manuale istruzioni - Manuale Istruzioni Italiano, Inglese .PDF 1.2 MB

Dichiarazione di conformità - Dichiarazione conformità Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo .PDF 142.31 KB

Manuale istruzioni - Manual de instrucciones Spagnolo .PDF 485.92 KB

Manuale istruzioni - Bedienungsanleitung Tedesco .PDF 757.63 KB

Il documento è disponibile per il download in area riservata

Questo prodotto è configurato. Scegli le opzioni desiderate.

TIPOLOGIA DI CONTROLLO



A
ELETTRICA, CON PEDALIERA, PORTATA STANDARD



B
ELETTRICA, CON BARRA PERIMETRALE, PORTATA STANDARD



C
IDRAULICA, CON DOPPIO PEDALE, PORTATA STANDARD



D
ELETTRICA, A PULSANTIERA CON MAGNETE, PORTATA STANDARD



G
ELETTRICA, PEDALIERA SU SUPPORTO, PORTATA STANDARD



K
ELETTRICA, CON PEDALIERA, PORTATA EXTRA



N
ELETTRICA, CON BARRA PERIMETRALE, PORTATA EXTRA



P
ELETTRICA PULSANTIERA STANDARD, PORTATA EXTRA



R
ELETTRICA, PEDALIERA SU SUPPORTO, PORTATA EXTRA

ALTRE OPZIONI



1
NESSUNA OPZIONE



2
RUOTE PER IL TRASFERIMENTO




3
SPONDINE LATERALI DI SICUREZZA



4
RUOTE DI TRASFERIMENTO E SPONDINE DI SICUREZZA


TIPOLOGIA DI RIVESTIMENTO



W
SIMILPELLE



X
SIMILPELLE GIOTTO, BORDI CON FASCIA



Y
PANNELLO RISCALDATO TIRATO



Z
SISTEMA DI RISCALDAMENTO

Personalizza il COLORE



1
VERDE SCURO



2
BLU CHIARO




3
BLU MARINO




4
GIALLO



6
VERDE CHIARO




7
GRIGIO CENERE




8
BEIGE




9
FUCSIA



A
BIANCO




B
CREMA




E
ACQUAMARINA




F
ROSSO



G
CORALLO




H
BORDEAUX




K
GRIGIO




L
BLU SCURO



M
ANTRACITE



N
AVORIO



P
NERO



Q
LILLÀ



R
AZZURRO FIORDALISO



S
MARRONE SCURO



T
VERDE LIMONE



Z
ARANCIONE

Accessori



AC1168 LUXURY BASE - KIT

Set di accessori di design applicabili a tutte le famiglie di lettini Visit, Ther e Sinthesi. Composto da una morbida cover abbinata ad un gioco di colori che rendono il lettino ancora più accattivante, il pannello di copertura delle leve di sollevamento



AC0083 COMANDO AGGIUNTIVO 1

Comando utilizzabile con piede e a mano, dotato di supporto magnetico ed ergonomico.



AC0997 SUPPORTO PER COMANDO

Accessorio applicabile a entrambi i lati del telaio del lettino, consente l'alloggiamento dell'accessorio AC0083. Non compatibile con letti dotati di barra perimetrale (opzione B).



AC0037 PEDALIERA AGGIUNTIVA 1

La pedaliera aggiuntiva dà la possibilità di avere un ulteriore comando di controllo per la regolazione in altezza del lettino.



AC0039 PULSANTIERA AGGIUNTIVA 1

Pulsantiera aggiuntiva per lettini a motore singolo, regola l'altezza del lettino. Dotata di magneti per una facile applicazione sul telaio del lettino



AC0578 DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Pannello di comando che permette di inibire tutte le funzioni di regolazione della pulsantiera in maniera tale da inibire azionamenti involontari degli attuatori.



AC0017 BATTERIA AUSILIARIA

Batteria ausiliaria per garantire l'utilizzo in assenza di corrente elettrica. La batteria è fornita con un piatto per un fissaggio idoneo alla base del telaio.



AC0027 ASTA PORTAFLEBO

Asta portaflebo in acciaio cromato per applicazione ai modelli della serie Visit e Test. Da abbinare a dispositivo di bloccaggio AC0313 per lettini Visit. Da abbinare ad AC0026 per lettini Test.



AC0313 SUPPORTI ASTA PORTAFLEBO

Per un utilizzo con l'asta portaflebo accessorio codice AC0027. Applicabili solo ai modelli della serie VISIT (fornibile a coppia)



AC0036 SET TELINO DI PROTEZIONE

Telino di protezione in tessuto sintetico con bordi elasticizzati.



AC0034 SET LENZUOLINO STANDARD

Il set si compone di 6 rotoli di larghezza cm 60. Ogni rotolo ha una lunghezza di 85 metri. Diametro esterno 14 cm, diametro interno 4,5 cm



AC0031 SUPPORTO LENZUOLINO F

Porta lenzuolino adattabile alle diverse larghezze dei rotoli. Si consiglia quindi utilizzo con rotoli di protezione del set AC0034.



AC0032 SUPPORTO LENZUOLINO G

Struttura metallica applicata alla base del lettino lato piedi. Consente un posizionamento anche in verticale del rotolo di carta di protezione.



AC0699 SUPPORTO LENZUOLINO H

Struttura metallica regolabile in larghezza concepito per applicazione lato testa. Disponibile per lettini in produzione da settembre 2015.



AC1202 MATERASSO TRASPIRANTE 150X68X0,7 CM

Materassina a cellule aperte permette la circolazione dell'aria. La struttura consente un maggiore comfort sensoriale. Bordo elasticizzato in materiale lycra. Ideale per la copertura delle sezioni gambe e tronco o dell'intero lettino.



AC1203 MATERASSO TRASPIRANTE 205X68X0,7 CM

Materassina a cellule aperte permette la circolazione dell'aria. La struttura consente un maggiore comfort sensoriale. Bordo elasticizzato in materiale lycra. Ideale per la copertura delle sezioni gambe e tronco o dell'intero lettino.



AC1204 TELO TERMOREGOLATORE 150X68 CM

Telo termoregolatore serve a evitare sbalzi termici al contatto con la tappezzeria. Mantiene costante la temperatura del corpo dando una piacevole sensazione di comfort. Ideale per la copertura delle sezioni gambe e tronco o dell'intero lettino.



AC1205 TELO TERMOREGOLATORE 205X68 CM

Telo termoregolatore serve a evitare sbalzi termici al contatto con la tappezzeria. Mantiene costante la temperatura del corpo dando una piacevole sensazione di comfort. Ideale per la copertura delle sezioni gambe e tronco o dell'intero lettino.

Altre immagini dell'articolo



LV111 - LETTINO VISIT 1



LV111 - LETTINO VISIT 1

