


Lettino professionale a 3 sezioni

- Posizione poltrona
- Testata regolabile con pistone a gas da -40° a + 70°
- Sezione gambe regolabile con pistone a gas da 0° a +85°
- Motore Linak® da 8000N
- Portata massima fino a 200kg
- Piedini regolabili con antiscivolo
- Verniciatura a polvere epossidica
- Rivestimento in skai ignifugo Classe 1IM
- Dispositivo medico CE



Codice lettino presentato 4021A1VCKP  
Colore rivestimento #508



Larghezza Cuscino

A

68 cm

B

80 cm

C

90 cm

Densità Cuscino

1

D40

4 cm

Standard

2

D75

2 cm

Rigido

Poggiatesta

V

Con foro viso

S

Senza foro viso

B

Con braccioli e foro viso

M

Con foro viso comfort

Regolazione Altezza

T

Pedaliere

F

Pulsantiera

C

Barra Perimetrale

Optional

K

Kit Ruote

P

Portarotolo

## Colori rivestimento disponibili



## Verniciatura Telaio



## Tinte del legno

